

# novacheck®



# novacheck<sup>®</sup>

## Early Pregnancy Test

**%99.9**  
Doğruluk

**ULTRA  
HASSAS**


**ERKEN  
GEBELİK TESTİ**  
Early Pregnancy Test

---

## ERKEN GEBELİK TESTİ Early Pregnancy Test

### Kullanım Talimatları/Operating Instructions

#### Test ne zaman yapılmalı?/When should the test be done?



### novacheck® ERKEN GEBELİK TESTİ (Early Pregnancy Test)

yapılan laboratuvar çalışmalarına göre, beklenen adet gününden itibaren %99'un üzerinde doğruluk gösterir.Kullanım talimatlarını okuduktan sonra, testi uygulamaya hazır olduğunuzda test çubuğunu folyo koruyucu paketinden çıkarınız ve pembe kapağı açınız.


**According to the laboratory studies performed, it shows an accuracy of over 99% from the expected menstrual day. After reading the instructions for use, when you are ready to perform the test, remove the test strip from the foil protective package and open the pink cap.**



ULTRA  
HASSAS



# ERKEN GEBELİK TESTİ Early Pregnancy Test



Tutma yeri

Sonuç penceresi

İdrara tutulan emici çubuk uç

Kapak

\*Vücut dışı kullanım içindir

Tek kullanımıktır

Çocuklardan uzak tutunuz

**%99.9**  
**Doğruluk**



**CE** 1434

