

DGOWN DG07 NON-STERILE ISOLATION GOWN

FABRIC

NONWOVEN-SMMS Disposable

Color : Blue-White

Standart : EN 13795-1:2019

EN 13485:2016

EU Declaration of Conformity

Category : Class 1


USAGE

Used for **LOW** risk situations



Weight
43 gr/m²

SIZE		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Chest	A	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5
Front length from shoulder	B	116	118	120	125	130	132
Sleeve length	C	58	59	60,5	62,5	64,5	66,5
Belt length	D	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5
Belt width	E	5	5	5	5	5	5
Hem around	F	140	144	148	152	156	160



PENETRATION

Provides a barrier to larger amounts of fluid penetration through splatter and some fluid exposure through soaking two tests are conducted to test barrier protection performance:

- 1 -Water impacting the surface of the gown material
- 2- Pressurizing the material

APPLICABILITY

Basic care, Standard hospital medical unit.





EN 13795-1:2019

CE
2163



PRODUCT FEATURES
SMMS 43 GSM NONWOVEN
Disposable

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ SMMS
43 GSM NONWOVEN Tek
Kullanımlık



USAGE INSTRUCTIONS

- A - It is held from the sholders.**
B - Contaminate outer face is turned inwards.
C - Fold by rolling.
D - When removed, only the clean side should appear.

STORAGE / END-USE: It is recommended to be stored in a cardboard or cardboard box, away from sunlight, at 15 -25 °C. If stored under suitable conditions, it should be used for 3 years after the production date.

DISPOSAL AND RECYCLING: Non-contaminated products can be treated as general garbage or recycled. Contaminated products should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.

SAFETY INSTRUCTION: Before using all protective clothing; It should be checked for tears, holes, rips, dirt, defects and malfunctions. If there is one of them, it should definitely not be worn.

ÖNLÜK NASIL ÇIKARTILIR

- A - Omuz kısımlarından tutulur.**
B - Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir.
C - Yuvarlanarak katlanır.
D - Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir.

SAKLAMA/SON KULLANIM : Karton veya mukavva kutu içerisinde, güneş ışınlarından uzak 15 -25 °C de muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Uygun koşullarda depolandığı taktirde üretim tarihinden sonra 3 yıl içinde kullanılmalıdır.

İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM : Bulaşma olmamış ürünler genel çöp olarak işlem görülebilir veya geri dönüştürülebilir. Bulaşma olmuş ürünler ise zararlı atıklar olarak işlem görmeli ve milli düzenlemelere uygun olarak tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir

GÜVENLİK TALİMATI : Bütün Koruyucu giysiler kullanılmadan yırtık, delik, sökkük kir gibi olumsuzluk yaratabilecek defo ve arızalara karşı kontrol edilmelidir. Defolu ve kirli ise kesinlikle giyilmemelidir.



Yıkamaz
It is not washed



Kurutma Makinasında
Kurutulmaz / It is not dried in the
drying machine



Kuru Temizleme
Yapılmaz / Dry cleaning
is not performed



Ütülenmez
It is not ironed



Çamaşır Suyu
Kullanılmaz / Hypochlorite
is not used.

📍 Kalaba Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad.
No:13/B Keçiören ANKARA/TURKEY

