

Bazal metabolizma ünitelerinde hastadan gelen karbondioksitin tutulması amacı ile oksijen tedavisinde ve kapalı devre anestezi sistemlerinde Oksijen, Helyum, Eter, Nitrik Oksit, Etilen, Siklopropan ve Fluotan (Halotan) beraberinde kullanılır.

Sorbo-lime Özellikleri

- Uzun verimli ömür
- Yüksek sertlik (daha az toz)
- Düşük toz içeriği (granül şeklinde)
- Düşük Bileşik A seviyesi (Sevofluran)
- Düşük CO seviyesi (Desfluran ve Isofluran)
- Abatmanda renk değişimi (gece boyunca renk dönüşümü)
- Tüm akış hızlarında kullanılabilir.
- Tüm anestezi makinelerinde / gazlarında kullanılabilir.
- Çeşitli ambalajları mevcuttur.
- AR-1, AR-5, AR-10 ve AR-20 olarak modelleri mevcuttur.
- -20 °C ile 50 °C arasında depolanabilir.



ÜRETİCİ:

AR-ES TIBBİ VE ELEKTRONİK CİHAZ LTD. ŞTİ

AOSB MAH. 10041 SOK. NO:13 ÇİĞLİ/İZMİR

Tel: 0232 382 40 48

Fax: 0232 382 40 49

www.ar-estibbi.com