

# > Virkon™ S

**Antec Virkon S** stabilize peroksijen bileşikleri, surfaktanlar, organik asitler ve inorganik buffer sistemlerinin dengeli bir karışımından oluşmuş hoş kokulu, toz dezenfektandır.

UYGULAMA	SULANDIRMA ORANI	UYGULAMA ŞEKLİ
<b>Yüzey ve Ekipman Dezenfeksiyonu</b>	<b>1: 200 (0,5 %)</b>	Kaba kirlilik uzaklaştırıldıktan sonra, püskürtme yöntemi ile uygun bir ekipman ile atılır. 1 m2 yüzey alanına 0,3 litre su hesaplanır.
<b>Hava Dezenfeksiyonu</b>	<b>1: 200 (0,5 %)</b>	Uygun kapasitede ULV cihazı ile uygulanır.Yüksekliği 4 metreye kadar olan alanlarda 10 m2 taban alanına 1 litre su hesaplanır.
<b>Ayak Havuzları</b>	<b>1: 100 (1 %)</b>	Ayak havuzu içerisindeki solüsyon, rengini kaybettiğinde değiştirilmelidir.
<b>İçme Suyu Dezenfeksiyonu</b>	<b>1: 1000 (0,1%)</b>	Dozaj pompası ile veya tanklara su ilavesi kapatılarak uygulanmalıdır .
<b>Su Sistemi Dezenfeksiyonu</b>	<b>1: 200 (0,5 %)</b>	Kaba temizliği yapılmış sistemde solüsyon 10 dakika bekletildikten sonra basınçla tahliye edilmelidir..

OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) , USDA ( USA Tarım Bakanlığı), FAO (Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü ) listesindeki hastalıklara karşı önerilen bir üründür.

Çevre dostudur. Bileşenleri doğada kolayca yıkımlanabilen ürünlerden seçilmiştir.

500' den fazla bakteri, virüs ve mantar suşlarına karşı etkinliği kanıtlanmıştır.

DEFRA (İngiltere) , DVG (Almanya) acredite laboratuvarlar tarafından etkinliği kanıtlanmıştır.

## **AMBALAJ:**

250 gr, 1 kg şişe ve 5 kg lık plastik kova da sunulmaktadır.

